

Spermievänligt personligt glidmedel – säker för alla par som försöker bli gravida

- Kliniskt testad
- pH-balanserad
- Paraben & glykolfri



INNEHÅLL

8 Färdigfyllda applikatorer (5ml) för engångsbruk

+ Bruksanvisning

FertilSafe PLUS®

FertilSafe PLUS har med expertis formulerats för att efterlikna de naturliga smörjningsvätskor som spermier tar sig genom för att befrukta ett ägg, och det ger samtidigt en ökad bekvämlighet under samlaget när man försöker bli gravid.

FertilSafe PLUS har testats kliniskt för att visa att det inte skadar, eller skapar en barriär för spermier, så som många standardglidmedel gör. FertilSafe lever upp till de stränga testkraven för pH och konsistens för att skydda spermernas naturliga säkerhet, motilitet och levnadsduglighet.

INGREDIENSER

Vatten, hydroxyetylcellulosa, fenyloxyetanol, Döda havs-salter, etylhexylglycerin, magnesiumklorid.

VIKTIGT

- Använd inte de förfyllda applikatorerna för engångsbruk om 'vrid av'appen är skadad/avbruten.
- Endast för engångsbruk – förvara inte efter öppnandet, och återanvänd inte heller.
- Förvaras i rumstemperatur (4-30°C).
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Använd inte efter utgångsdatumet – se förpackningen.

VARNING

- FertilSafe PLUS är inte ett preventivmedel. Det skadar inte spermier, och försämrar inte heller spermernas funktion.
- Om du upplever irritation; sluta då användandet omedelbart och kontakta läkare om det fortsätter.
- Använd inte FertilSafe PLUS om du har en pågående vaginal infektion.
- Om du nyligen har genomgått vaginal operation bör läkare konsulteras före bruk.
- Använd endast enligt anvisningar.

HUR DU ANVÄNDER FertilSafe PLUS

Administrera FertilSafe PLUS ca 15 minuter före samlag så att glidmedlet hinner spridas. Kan användas dagligen.

Vid användning av färdigfylld applikator för engångsbruk

1. Håll den smala delen av applikatorn uppåt, och vrid av förslutningen och släng den.
2. För sakta in den smala delen av applikatorn i vaginan. Detta kan göras liggande, sittande (t.ex. på toaletten) eller stående.
3. Tryck ihop applikatoränden flera gånger för att frigöra FertilSafe PLUS till vaginan.
4. Fortsätt att trycka applikatoränden medan den försiktigt dras ut från vaginan.
5. Släng applikatorn efter användningen.