

Spermievänligt personligt glidmedel – säker för alla par som försöker bli gravida

- Kliniskt testad
- pH-balanserad
- Paraben & glykolfri

INNEHÅLL

1 FertilSafe PLUS tub (75ml)

2 Återanvändbara applikatorer

2 Färdigfyllda applikatorer (5ml) för engångsbruk

+ Fullständig bruksanvisning

Anvisningar:

FertilSafe PLUS kan appliceras före eller under samlag, och kan användas dagligen. Det kan användas tillsammans med de medföljande applikatorerna, eller påföras externt direkt från tuben. Läs hela den medföljande bruksanvisningen innan bruk.

FertilSafe PLUS

FertilSafe PLUS har med expertis formulerats för att efterlikna de naturliga smörjningsvätskor som spermier tar sig genom för att befrukta ett ägg, och det ger samtidigt en ökad bekvämlighet under samlaget när man försöker bli gravid.

FertilSafe PLUS har testats kliniskt för att visa att det inte skadar, eller skapar en barriär för spermier, så som många standardglidmedel gör. FertilSafe lever upp till de stränga testkraven för pH och konsistens för att skydda spermernas naturliga säkerhet, motilitet och levnadsduglighet.

Ingredienser:

Vatten, hydroxyetylcellulosa, fenyloxyetanol, Döda havs-salter, etylhexylglycerin, magnesiumklorid.

VIKTIGT**Viktigt för återanvändbara applikatorer:**

- Förvara inte glidmedlet i de återanvändningsbara applikatorerna i mer än 30 minuter före användning. Släng oanvänd produkt & rengör.
- Rengör applikatorn efter användning genom att skölja med varmt vatten.

Viktigt för förfyllda 5ml applikatorer:

- Använd inte de förfyllda applikatorerna för engångsbruk om 'vrid av' tappet är skadat/avbruten.
- Endast för engångsbruk – förvara inte efter öppnandet, och återanvänd inte heller.

Viktigt för 75ml tuben:

- Förvara aldrig tuben utan att locket är på.

Generellt:

- Förvaras i rumstemperatur (4-30°C).
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Använd inte efter utgångsdatumet – se förpackningen.

Varning:

- FertilSafe PLUS är inte ett preventivmedel. Det skadar inte spermier, och försämrar inte heller spermernas funktion.
- Om du upplever irritation; sluta då användandet omedelbart och kontakta läkare om det fortsätter.
- Använd inte FertilSafe PLUS om du har en pågående vaginal infektion.
- Om du nyligen har genomgått vaginal operation bör läkare konsulteras före bruk.
- Använd endast enligt anvisningar.

FertilSafe PLUS har skapats av Babystart Ltd, en av världens ledande leverantörer av in vitro (IVD) fertilitetsprodukter och fertilitetstillskott. Våra expertforskare har utvecklat FertilSafe PLUS speciellt för par som försöker att bli gravida.

FertilSafe PLUS – TIPS

- Vid användning med en applikator; administrera den med FertilSafe PLUS ca 15 minuter före samlag så att glidmedlet hinner spridas.
- Vi rekommenderar att du fyller den återanvändbara applikatorn med glidmedel så att den fylls till mellan hälften och hela applikatorn. Efter hand kommer du att märka vilken mängd produkt som blir rätt för dig.
- När en applikator ska införas; hitta den position som är rätt för dig. Vissa kvinnor märker att stå upp/ligga ned är bäst, eller att sitt över toaletten.

HUR DU ANVÄNDER FertilSafe PLUS

FertilSafe PLUS kan appliceras före eller under samlag, och kan användas dagligen. Det kan användas med någon av de medföljande applikatorerna, eller påföras externt direkt från tuben.

Vid användning direkt från tuben**Extern applicering:**

Påför glidmedlet externt genom att trycka ut önskad mängd på ditt finger och påför sedan på de kvinnliga och/eller manliga genitalierna.


Vid användning av färdigfylld applikator för engångsbruk

1. Håll den smala delen av applikatorn uppåt, och vrid av förslutningen och släng den.
2. För sakt i den smala delen av applikatorn i vaginan. Detta kan göras liggande, sittande (t.ex. på toaletten) eller stående.
3. Tryck ihop applikatorändan flera gånger för att frigöra FertilSafe PLUS till vaginan.


4. Fortsätt att trycka applikatorändan medan den försiktigt dras ut från vaginan.
5. Släng applikatorn efter användningen.

Vid användning av återanvändningsbar applikator

1. Ta ut en av applikatorerna från den förseglade hygienpåsen.
2. Skruva av korken på din FertilSafe PLUS-tub, och förläng applikatorn genom att dra ut kolven.
3. Sätt fast applikatorn på tuben genom att fästa den öppna änden på tubens munstycke, och vrid försiktigt medurs.



4. Tryck försiktigt på tuben till önskad mängd glidmedel finns i applikatorn.
5. Ta bort applikatorn från tuben genom att vrida moturs. Håll den öppna änden av applikatorn uppåt och skruva tillbaka korken på tuben.



6. För försiktigt in applikatorn i vaginan. Detta kan göras liggande, sittande (t.ex. över toaletten) eller stående. Vi rekommenderar att du för in applikatorn endast till hälften för att få en jämn spridning av gelen på vaginans sidor.
7. Tryck kolven sakta tillbaka in i applikatorn för att frigöra allt glidmedel i vaginan.
8. Dra försiktigt ut applikatorn från vaginan.
9. Efter användning; rengör och skölj applikatorn noga i varmt vatten.